

NOVO GO

Mobilní tísňová péče

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) „kromě zlepšení zdravotního stavu může být aktivní přístup příčinou silnější a soudržnější komunity, ve které se lidé častěji setkávají a komunikují, což je obzvláště důležité pro jejich duševní zdraví a snížení osamělosti“.

Právě z tohoto důvodu společnost Legrand care vyvinula NOVO Go. Nové inovativní mobilní řešení pro poskytovatele tísňové péče, které podporuje nezávislou mobilitu i mimo domov a zároveň zachovává profesionální úroveň tísňové péče a možnost asistence na dosah stisknutí jednoho tlačítka.

- Jednoduchá obsluha a instalace
- Vyvinuto speciálně pro poskytovatele služeb tísňové péče
- Obousměrná hlasová komunikace
- Lokalizace polohy
- Maximální kompatibilita díky řadě komunikačních protokolů
- Široká paleta připojitelných periferii



Jak NOVO GO funguje?

NOVO Go je navrženo tak, aby uživatelům poskytlo jistotu, nezávislost a klid v každodenním životě a na každém kroku. Umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci a má snadno stisknutelné tlačítko alarmu. Po aktivaci může zařízení okamžitě upozornit pečovatele a poskytnout přesné údaje o poloze osoby, která žádá o pomoc. NOVO Go má moderní a diskrétní design a lze ho nosit na zápěstí nebo na krku.



Pocit bezpečí a svobody vždy a všude

Přizpůsobí se vašim klientům

NOVO Go může být nošeno na zápěstí nebo na krku. Podporuje obousměrnou hlasovou komunikaci a má snadné ovládání tísňového tlačítka. Po aktivaci může zařízení okamžitě upozornit pečovatele a poskytnout údaje o poloze osoby, která žádá o pomoc.

NOVO Go lze použít také jako pasivní mobilní bezpečnostní zařízení a výstražné řešení pro osoby se sníženými kognitivními funkcemi. Použití geofencingu umožňuje, aby zařízení automaticky spustilo alarm, pokud uživatel opustí určenou bezpečnou zónu.



HLÍDÁNÍ AKTIVITY – NEAKTIVITY

- Automatické spuštění alarmu při neaktivitě
- Programovatelné tlačítko pro každodenní potvrzení: „Jsem OK“
- Nastavitelný interval monitoringu
- Hlasové upozornění před uplynutím intervalu



PRAVIDELNÉ UPOZORNĚNÍ

- NOVO Go může uživatele pravidelně upozorňovat například na léky
- Audio a vizuální upozornění
- Nastavitelný časový interval
- Periodická konfigurace
- Personalizované audio zprávy



AUTOMATICKÁ LOKALIZACE POLOHY

- Automatická lokalizace pomocí GPS/GNSS
- A-GPS pro vysokou přesnost a rychlost lokalizace
- Geografický plot a tracking nastavitelný pomocí portálu CMP
- Možnost vyžádat si aktuální polohu
- Nastavitelný interval polohování

NOVO Go lze používat v řadě různých konfigurací tak, aby jeho uživatel byl vždy v maximálním bezpečí při zachování absolutní volnosti a nezávislosti a to jak doma, tak mimo domov.

NOVO Go DOCK

Dokovací stanice s výkonným reproduktorem, který rozšiřuje možnosti tísňové péče uvnitř domácnosti.

Díky tomu, že doma může být mobilní zařízení umístěno do dokovací stanice, vytvoří se tradiční domácí infrastruktura pevného tísňového telefonu, ke kterému může uživatel připojit i další zařízení pro maximální pohodlí.

Jakmile bude chtít uživatel opustit domov, jednoduše vezme nabitě mobilní zařízení z dokovací stanice a po bezpečném návratu domů jej do něj zase vrátí.

- Integrovaný reproduktor a extrémně snadné nabíjení.
- Přídavné tísňové a funkční tlačítko
- Funkce hledání: Najdi moje NOVO Go
- Záložní akumulátor pro zajištění nabíjení NOVO Go při výpadku napájení
- Vzdálená konfigurace a aktualizace firmwaru přes NOVO Go



AUTOMATICKÁ FUNKCE DOMA/MIMO DOMOV

Pomocí Docku nebo stacionárního telefonu NOVO lze automaticky rozpoznat, zdali se uživatel nachází doma, či mimo domov.



AKTIVACE ÚSPORNÉHO REŽIMU

Při vložení do stojanu dochází automaticky ke spuštění úsporného režimu.

TECHNICKÁ DATA
VIZ. STR.6

NOVO Go & NOVO

Spojení se stacionárním domácím telefonem NOVO přináší možnost dosáhnout té vůbec nejlepší možné úrovně tísňové péče, kterou moderní technologie dovolují.

Tam, kde je v domácnosti trvale vyžadován domácí telefon NOVO, lze NOVO Go použít jako tradiční přenosné zařízení, které může aktivovat telefon NOVO v případě alarmu. Když je uživatel v dosahu, NOVO Go ví, že je doma, a šetří životnost baterie tím, že odesílá pouze rádiové zprávy do domácího telefonu NOVO. Pokud se uživatel vydá ven, zařízení pozná, že je mimo domov, a zapne své mobilní připojení, aby fungovalo jako samostatné zařízení.

- Prodlužuje životnost baterie až na několik měsíců.
- Pevný domácí telefon NOVO rozšiřuje zabezpečení domova.
- Funkce hledání: Najdi moje NOVO Go
- NOVO Go a NOVO mohou vedle sebe fungovat nezávisle (např. např. u manželských párů)



VHODNÉ PRO PÁRY

Pokud uživatelé žijí v páru, může jeden v bezpečí vyrazit s náramkem NOVO Go ven a druhý zůstává v bezpečí s pevným telefonem NOVO bez jakéhokoliv zásahu.



PŘIPOJENÍ DALŠÍCH PRVKŮ K TELEFONU NOVO

Široké množství přídavných periférií může být trvale připojeno k telefonu NOVO a rozšiřovat tak bezpečí v domácnosti.



TECHNICKÁ DATA
VIZ. STR. 6

CARE MANAGEMENT PORTAL (CMP)

Pro správu, aktualizaci a kontrolu všech zařízení

Prostřednictvím tohoto webového nástroje mohou Vaši zaměstnanci všechny telefony na dálku konfigurovat, spravovat a přidávat rádiové příslušenství a nastavení telefonu nebo prostě jenom dohlížet na jejich stav, a to kdykoli a bez problémů z jakéhokoli zařízení. Vaši zaměstnanci tak mají více času na to věnovat se kvalitě poskytovaných služeb a nemusí ho strávit starostmi o zařízení.

Díky tomu, že portál CMP běží na centrálním serveru, nevyžaduje jeho spuštění žádnou lokální instalaci a je vždy aktuální, dostupný a bezpečný.

- Přehled všech alarmů a relevantních událostí
- Zobrazení stavu zařízení
- Správa rádiového příslušenství
- Vzdálená aktualizace firmwaru (FOTA)
- Vzdálená aktualizace nastavení a konfigurace
- Export do Excelu
- Automatická upozornění emailem



DIGITÁLNÍ TÍŠŇOVÁ PÉČE

Díky portálu CMP můžete využívat výhody digitální tísňové péče a neztrácet čas s výjezdem k zařízení, konfigurací nebo náročným nastavením.



VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Portál CMP je vždy dostupný a obsahuje všechny relevantní informace (alarmy, události a technické stavy) a navíc je maximálně přehledný.

TECHNICKÁ DATA

NOVO Go

Komunikace:

- 2G/3G/4G komunikace s roamingovou SIM kartou (eSim)
- SRD (869 MHz Cat 1)

Výdrž akumulátoru

- Pohotovostní režim pouze pro odesílání Alarmu (měsíce) např. ve spojení s telefonem NOVO
- Aktualizace polohy každou hodinu, bez příchozích hovorů - 4 dny
- Aktualizace polohy každých 10 minut, otevřeno pro příchozí hovory - 1 den

Doba nabíjení

- Max 4 hodiny (0 % na 100 %)

Hmotnost

- 47 gramů

Rozměry

- 40 × 40 × 14 mm

IP třída:

- IP67

Komunikační protokoly

- SCAIP, TS 50134-9.

Polohování

- GNSS, A-GPS

Správa zařízení

- Dálková aktualizace firmwaru (FOTA) a úprava nastavení pomocí portálu CMP

NOVO Go DOCK

Komunikace:

- SRD (869 MHz)

Výdrž akumulátoru

- Kapacita akumulátoru 2000 mAh - 72 hodin nabíjení NOVO Go při výpadku napájení.

Doba nabíjení

- Max 4 hodiny (0 % na 100 %)

Hmotnost

- 440 gramů

Rozměry

- 100 × 100 × 105 mm

IP třída:

- IP32

Napájecí zdroj

- 5 VDC, 1 A



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré rádiové příslušenství odesílá telefonu NOVO pravidelnou zprávu o funkčnosti, stejně tak odešle alarm v případě vybité baterie, díky tomu lze pohodlně sledovat a kontrolovat i jeho stav.

Tlačítko SMILE

Náramkové tlačítko SMILE představuje pohodlnou a lehkou alternativu pro domácí nošení. Lze jej nosit jako náramek nebo na zápěstí nebo na šňůrce na krku. Jeho tvar a technické vlastnosti jsou speciálně navrženy tak, aby uživatele co nejméně obtěžovalo a neměl tak důvod si ho sundávat.

Díky vodotěsnému krytí si jej může vzít bezpečně i do sprchy nebo do koupele a získává tak ochranu po celé domácnosti.

- Vodotěsné krytí IP67
- Nošení na řemínku na zápěstí nebo na krku
- Napájení baterií CR2430 s výdrží až 5 let
- Uživatelsky vyměnitelné tělo a baterie náramku
- Barevná indikace odeslání a doručení alarmu



Tlačítko SMILE ID

Náramkové tlačítko SMILE ID je oproti tlačítku SMILE navíc vybaveno detektorem aktivity/neaktivity a RFID přijímačem. Detekce aktivity spočívá v odesílání pravidelných zpráv na telefon NOVO/NOVO Go o tom, že se nositel pohybuje. Pokud takovou zprávu telefon NOVO/NOVO Go nedostane, spustí poplach. Detekce neaktivity stojí na obráceném principu, kdy tlačítko SMILE ID odesílá telefonu NOVO/NOVO Go hlášení pouze v případě, že v nastaveném intervalu nedetekuje pohyb nositele, telefon NOVO/NOVO Go poté vyvolá poplach.

- Detekce aktivity a neaktivity uživatele
- Vodotěsné krytí IP67
- Nošení na řemínku na zápěstí nebo na krku
- Napájení baterií CR2430 s výdrží až 2-5 let
- Uživatelsky vyměnitelné tělo a baterie náramku
- Barevná indikace odeslání a doručení alarmu



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlačítko FALL

Náramkové tlačítko SMILE FALL je ideálním řešením pro ty klienty, u kterých hrozí riziko pádu, např. s poruchou chůze. V případě pádu tlačítko automaticky odešle alarm a dojde ke spuštění alarmové sekvence. Stejně tak si klient může pomoc kdykoliv přivolat manuálním stisknutím tlačítka. Díky inteligentnímu pádovému senzoru nedochází ke falešným poplachům například při chůzi po schodech, nebo zvedání a dosedání do židle.

Díky vodotěsnému krytí si jej může vzít bezpečně i do sprchy nebo do koupele a získává tak ochranu po celé domácnosti. S telefonem NOVO nebo NOVO Go je tlačítko spojeno rádiovou cestou, kdy telefon v pravidelných intervalech kontroluje, zdali je s tlačítkem SMILE ve spojení a zdali má dobrý stav baterie.

- Automatická detekce pádu
- Vodotěsné krytí IP67
- Nošení na řeminku na zápěstí nebo na krku
- Napájení baterií CR2430 s výdrží až 1 rok
- Uživatelsky vyměnitelné tělo a baterie náramku
- Barevná indikace odeslání a doručení alarmu



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PIR II

detektor pohybu s inteligentním dveřním alarmem

Bezdrátový detektor pohybu pro detekci aktivity /neaktivity a současně opuštění místnosti či otevření dveří.

- Napájení 2 × AA baterie
- Bezdrátové spojení s telefonem NOVO



SMOKE

Bezdrátový detektor kouře

V případě zjištění kouře v místnosti odešle alarmovou zprávu na telefon NOVO a současně spustí akustickou varovnou signalizaci, aby se obyvatel bytu včas přesunul do bezpečí.

- Rozměry 96 × 48 mm
- Napájení 1 × 9 V baterie
- Pro místnosti až do 60 m²
- Splňuje certifikaci ISO EN 14604



PUSH PULL

Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se šňůrkou a tlačítkem

Vhodný například do koupelen, wc nebo i jako pokojový nástěnný hlásič. Díky dlouhé šňůrce je snadno dosažitelný i ze země.

- Rozměry 85 × 85 × 20 mm
- Napájení 2 × AAA baterie
- Svorkovnice pro 2 I/O vstupy
- Relé pro 2 I/O výstupy



TEMP

Bezdrátový teplotní detektor požáru

V případě zjištění vysoké teploty v místnosti odešle alarmovou zprávu na telefon NOVO a současně spustí akustickou varovnou signalizaci, aby se obyvatel bytu včas přesunul do bezpečí. Ideální do prostředí, kde nelze využít SMOKE (kuchyně)

- Rozměry 96 × 48 mm
- Napájení 1 × 9 V baterie



DOOR

Bezdrátový dveřní kontakt

Pomocí magnetu a jazýčkového relé může hlídat dveře a okna a jejich otevření signalizovat na telefon NOVO. Dobře tak může sloužit pro hlídání domova, nebo odchodu klienta.

- Rozměry 34 × 85 × 24 mm
- Napájení 2 × AAA baterie
- Jednoduchá instalace
- Signalizační LED



REPO+

Rádiový opakováč se zvýšeným dosahem

Slouží ke zvětšení radiového dosahu. Přijímá signál z jednotlivých komponentů NEAT a zesílený jej znovu vyšle.

- Vyžaduje trvalé napájení 230 V nebo 12 ss.
- Záložní akumulátor (až 72 hodin)
- Vysílací výkon 0,5 W
- Jednoduchá instalace na stěnu



multitone.cz

DOVOZCE A DISTRIBUTOR:

MULTITONE CZ spol.s r.o.

Jinonická 80

15800 Praha 5

Tel.: 296 554 331

info@multitone.cz



www.multitone.cz eshop.multitone.cz

SPOJUJEME

SVĚT

RADIOKOMUNIKACÍ